



Compagnia per l'Energia Rinnovabile | CER SRL

Via Rovereto, 3 - 20127 Milano – Italia

Tel. +39 0226110652 - Tel. +39 0932667660

cer@cer-energia.it - www.cer-energia.it- P.I. 12171610152

MASCHERA FACCIALE AD USO MEDICO

MODELLO CAMELIA N° RDM: 2117848

DISPOSITIVO MEDICO DI CLASSE I

TIPO IIR *

ref. UNI EN 14683:2019

Ref.: DIRETTIVA 93/42/CEE / REG. (UE) 2017 / 745

N. pezzi contenuti nella confezione: 50



Tra +0° C e +50° C



Fino a 60%



monouso



per adulti



non sterile

Istruzioni e informazioni del fabbricante

La MASCHERA FACCIALE AD USO MEDICO mod. Camelia

- è una maschera facciale ad uso medico di tipo IIR (rif. § 5.2.7 UNI EN 14683:2019);
- dovrebbe essere utilizzata solo per i pazienti e per altre persone per ridurre il rischio di diffusione delle infezioni, in particolare in situazioni epidemiche o pandemiche.
- deve essere utilizzata entro: anno mese riportati in etichetta;
- non richiede imballaggi o cure particolari per il trasporto;
- condizioni di immagazzinaggio: conservare in luogo fresco ed asciutto
- ha superato i test di laboratorio eseguiti con metodi di prova ex norme UNI EN 14683, UNI EN ISO 10993 per verificarne idrorepellenza e resistenza alla lacerazione, pulizia microbica, respirabilità, efficienza filtrazione batterica, citotossicità, irritazione cutanea;
- il DM è costituito da materiali di natura non altamente infiammabile e che sono noti per non essere causa di irritazione o qualsiasi altro effetto nocivo per la salute
- l'indirizzo internet del fabbricante è riportato nella intestazione della etichetta.

AVVERTENZE

La bardatura del capo è progettata in modo che la semimaschera filtrante possa essere indossata e tolta facilmente. Utilizzare gli elastici per fissarla sul volto. La Maschera NON è riusabile e quindi non è previsto che possa essere pulita e disinfettata dopo l'uso.

- è improbabile soddisfare i requisiti relativi alla perdita di tenuta se peli del viso passano sotto la tenuta facciale
- La mascherina non è riusabile e quindi non deve essere utilizzata per più di un turno di lavoro.
- i materiali utilizzati per i componenti che possono venire a contatto con la pelle di chi li indossa potrebbero provocare reazioni allergiche a soggetti predisposti;
- se la maschera si presenta scucita o danneggiata, in particolare nella zona davanti alla bocca e al naso, deve essere sostituita

* **EN 14683:2019 standard - II R** Tipo II: efficacia di filtrazione batterica superiore al 98%. – R: superato test di resistenza alla proiezione

Prodotto da: CER s.r.l. – Viale 4, n° 20, Zona industriale Fase 1, 97100 Ragusa (RG)



per informazioni più complete sul prodotto VEDERE LE INFORMAZIONI FORNITE DAL FABBRICANTE con il prodotto, oppure scaricarle dal sito www.cer-energia.it



LOTTO N.



DATA DI SCADENZA MM/AAAA

Annotazioni:

- numero di repertorio assegnato dal ministero della salute. Bisogna espletare la procedura accessibile dal portale del ministero



Compagnia per l'Energia Rinnovabile | CER SRL
Via Rovereto, 3 - 20127 Milano – Italia

Etichetta - Label
maschera facciale ad uso medico
mod. maschera CAMELIA

Rev 1 del
24.05.21